

Моноклональное Антитело К Cdcp1 Для Проточной Цитометрии — Q9H5V8

Артикул: CM0010225

введение

Кониогатное кроличье моноклональное антитело , нацеленное на человеческий CDCP1 (CD318, TRASK). Предназначено для проточной цитометрии. CDCP1 — это белок клеточной адгезии, участвующий в прогрессии опухоли и метастазировании.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CDCP1, мкА
Примечания / Синонимы	CD318; TRASK; SIMA135
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	64866
ID гена	64866
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков с 30 по 666 человеческого CDCP1 (NP_073753.3)
Источник получения	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
База данных SWISS	Q9H5V8
Молекулярная масса белка	37 кДа/72 кДа/92 кДа
Доставка	С пакетом льда