

Анти-Cdcp1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа - Q9H5V8

Артикул: CM0028278

введение

Кроличья поликлональная антитело к CDCP1 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Взаимодействует с человеческим и мышиным CDCP1, маркером клеточной адгезии и прогрессирования опухоли, играющим роль в диагностике лейкемии и подмножествах стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDCP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CD318; TRASK; SIMA135; CDCP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64866
GeneID	64866
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-343 человеческого CDCP1 (NP_835488.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H5V8
Молекулярный вес белка	93кДа
Доставка	Сумка со льдом