

Поликлональное Антитело Против Cdh11 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P55287

Артикул: CM0029980

введение

Исследуйте клеточную адгезию и миграцию с помощью этого кроличьего поликлонального антитела против CDH11. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознает человеческий CDH11 (ОВ-кадгерин) и перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований кадгеринов и фокальных адгезий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDH11 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ОВ, ESWS, CAD11, CDHOB, OSF-4, TBHS2, CDH11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1009
ID гена	1009
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-400 человеческого CDH11 (NP_001788.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55287
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом