

Поликлональное Антитело Anti-Cdh11 Для Wb, If/Icc, Elisa - P55287

Артикул: CM0013118

введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-CDH11, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA у человека и мыши. Нацелено на кадгерин-11 — белок клеточной адгезии, участвующий в формировании фокальных адгезий и миграции клеток и представляющий интерес для исследований костной ткани и головного мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDH11 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	OB; ESWS; CAD11; CDHOB; OSF-4; TBHS2; CDH11
Вид	Человек
GeneID (человек)	1009
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120–400 человеческого CDH11 (NP_001788.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P55287
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия транспортировки	Хладагент