


Поликлональная Антитела Кролика Против Cdh3 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa — P22223

Артикул: CM0017908



введение

Поликлональная антитело кролика к CDH3, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Кадгерин-3 (P-кадгерин) является кальций-зависимым белком клеточной адгезии; идеально подходит для исследовательских и диагностических приложений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDH3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CDHP; HJMD; PCAD; CDH3
Вид	Человек
GeneID (человек)	1001
GeneID	1001
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 24-350 человеческого CDH3 (NP_001784.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22223
Молекулярная масса белка	91 кДа
Доставка	Айс-бэг