

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Cdh4 Для Wb, Elisa — P55283

Артикул: CM0016235

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против CDH4 (кадгерин-4, R-кадгерин). Валидированы для Вестерн-блота (WB) и ELISA; перекрестно реагируют с белком человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген, молекулярная масса 100 кДа. Подходит для исследований клеточной адгезии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела против CDH4
Примечания/Альтернативные названия	CAD4; RCAD; R-CAD; CDH4
Вид (источник антигена)	Человек
GeneID (человек)	1002
GeneID	1002
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 757-916 человеческого CDH4 (NP_001785.2)
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55283
Молекулярная масса белка	100 кДа
Условия транспортировки	С пакетом льда