

Кроличыи Поликлональные Антитела К Cdh8 Для Wb, If/Icc, Elisa - P55286

Артикул: CM0022340

введение

Кроличыи поликлональные антитела к кадгерину-8 человека (CDH8) для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагируют с мышинными и крысиными белками. Предназначены для исследований клеточной адгезии и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к CDH8
Вид	Человек
GeneID	1006
Иммуноген	Рекомбинантный белок CDH8 человека
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P55286
Транспортировка	Пакет со льдом