

Кроличья Поликлональная Антитела К Cdip1 Для Вб, Ифа — Q9H305

Артикул: CM0016790

введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитела против человеческого CDIP1 — эффектора апоптоза p53. Валидирована для ВБ и ИФА, имеет перекрестную реактивность с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к CDIP1
Примечания/псевдонимы	l1; CDIP; LITAF1; C16orf5; CDIP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	29965
ID гена	29965
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100–200 человеческого CDIP1 (NP_001185983.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9H305
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодовая упаковка