


Поликлональное Антитело Против Cdk1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P06493

Артикул: CM0014135



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CDK1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	CDC2, CDC28A, P34CDC2, CDK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	983
GeneID	983
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-297 человеческого CDK1 (NP_001777.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06493
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	В пакете со льдом