


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cdk1 Для Wb, Ip, Elisa - P06493

Артикул: CM0003228



введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело против CDK1 для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышиный CDK1 (P06493), серин/треониновую киназу, критически важную для прогрессирования клеточного цикла. Подходит для исследований в области онкологии и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Вид	Человек
GeneID	983
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 198-297 человеческого CDK1 (NP_001777.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P06493
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом