


Кроличье Поликлональное Антитело Против Cdk1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ип, Ифа - P06493

Артикул: CM0013661



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CDK1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИП, ИФА. Распознает CDK1 человека, мыши, крысы. Ключевая митотическая киназа для исследований клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	983
ID гена	983
Иммуноген	Синтетический пептид/Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 198-297 человеческого CDK1 (NP_001777.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06493
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом