

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cdk10 Для Wb, Elisa - Q15131

Артикул: CM0030336

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческой CDK10 (циклин-зависимая киназа 10), валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает CDK10 человека и мыши (предсказанная молекулярная масса 41 кДа). Идеально подходит для исследований клеточного цикла, цитоскелета и цилиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK10 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	ALSAS; PISSLRE; CDK10
Вид	Человек
GeneID	8558 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-283 человеческой CDK10 (NP_001092003.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15131
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Холодильный пакет