

## Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Cdk11B Для ИФ/Мкц, Ифа - P21127

Артикул: CM0017860



### введение

Кроличья поликлональная антитело против CDK11B, валидированное для ИФ/МКЦ и ИФА. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для изучения ролей CDK11B в транскрипции, сплайсинге и митозе.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CDK11B Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | p58; PK58; CDK11; CLK-1; CDC2L1; PITSLREA; p58CLK-1; CDK11-p46; CDK11-p58; p58CDC2L1; CDK11-p110; CDK11B                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (Человек)          | 984                                                                                                                                  |
| GeneID                    | 984                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого CDK11B (NP_277021.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | ИФ/МКЦ, ИФА                                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                 |
| SWISS                     | P21127                                                                                                                               |
| Молекулярный вес белка    | 93 кДа                                                                                                                               |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                       |