


Моноклональные Антитела Против Cdk12 Для IHC-P, Elisa - Q9Nyv4

Артикул: CM0006624



введение

Кроличьи моноклональные антитела против CDK12, валидированные для применения в IHC-P и ELISA. Распознают CDK12 человека, мыши и крысы — киназу, регулирующую элонгацию транскрипции и репарацию ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK12 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CRK7; CRKR; CRKRS; CDK12
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51755
GeneID	51755
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 420-516 CDK12 человека (NP_057591.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NYV4
Молекулярный вес белка	164 кДа
Доставка	Сумка со льдом