

Анти-Cdk12 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9Nyv4

Артикул: CM0018353



введение

Кроличья поликлональная антитело против CDK12, нацеленное на N-концевую область (а.к. 1-300). Применение: WB, IHC-P, ELISA. Реактивность: человек, мышь, крыса. Идеально подходит для изучения элонгации транскрипции и геномной стабильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK12 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CRK7, CRKR, CRKRS, CDK12
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51755
ID гена	51755
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого CDK12 (NP_057591.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NYV4
Молекулярный вес белка	164 кДа
Доставка	С ледяным пакетом