


Поликлональное Антитело Против Cdk16 Для If/Icc, Elisa - Q00536

Артикул: CM0024831



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CDK16 (PCTAIRE1, PCTK1) для IF/ICC и ELISA. Подтверждена перекрестная реактивность с человеком, целевой вес 56 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK16 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	PCTK1; PCTAIRE; PCTAIRE1; PCTGAIRE; CDK16
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5127
ID гена	5127
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 277-496 человеческого CDK16 (NP_006192.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q00536
Вес белка	56 кДа
Доставка	Ледяной пакет