

Поликлональное Антитело Против Cdk18 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q07002

Артикул: CM0023398

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CDK18 (PCTK3/PCTAIRE3). Рекомбинантный иммуноген (а.о. 373-474). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Идеально для исследований передачи сигналов в дифференцированных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK18 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PCTK3, PCTAIRE, PCTAIRE3, CDK18
Вид	Человек
GeneID (человек)	5129
GeneID	5129
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 373-474 человеческого CDK18 (NP_002587.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q07002
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	В термопакете со льдом