


Моноклональное Антитело Против Cdk2 (Фосфо-T160) Для ВБ, If-P, Ihc-P, Ифа - P24941

Артикул: CM0001781



введение

Фосфо-CDK2-T160 кроличье моноклональное антитело, валидированное для ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА; реагирует с CDK2 человека, мыши, крысы; направлено на фосфорилированный T160; идеально подходит для исследований клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CDK2-T160 кроличье мкАнт
Примечания/псевдонимы	CDKN2; p33(CDK2); Фосфо-CDK2-T160
Вид	Человек
GeneID (человек)	1017
GeneID	1017
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области T160 CDK2 человека (NP_001789.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24941
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодовой пакет