


Антитело К Cdk2 (Кроличье Моноклональное, Валидированное На Нокауте) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P24941

Артикул: CM0003252



введение

Кроличье моноклональное антитело к CDK2 (валидированное на нокауте) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подтвержденная реактивность с CDK2 человека, мыши и крысы. Валидировано для исследований нокаута. Взаимодействует с циклин-зависимой киназой 2 (P24941), главным регулятором клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	[Валидировано на KO] CDK2 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	CDKN2; p33(CDK2); K2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1017
GeneID	1017
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 199-298 CDK2 человека (P24941)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24941
Молекулярный вес белка	30 кДа/34 кДа
Доставка	Сумка со льдом