


Кроличья Поликлональная Антитело Против Cdk2 [Верифицировано Ko] Для Wb, IHC-P, Elisa — P24941

Артикул: CM0022176



введение

Кроличья поликлональная антитела к человеческому CDK2, валидированная для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживает эндогенный CDK2 (~30/34 кДа) в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточного цикла, репарации ДНК и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Кроличья поликлональная антитела к CDK2
Примечания/алиасы	CDKN2; p33(CDK2); K2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1017
GeneID	1017
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200–298 человеческого CDK2 (NP_001789.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P24941
Молекулярная масса белка	30 кДа/34 кДа
Доставка	Холодильный пакет