

Поликлональные Антитела Против Cdk20 Для Ihc-P И Ифа - Q8IzI9

Артикул: CM0025559

введение

Кроличы поликлональные антитела к CDK20, валидированные для ИHC-P и ИФА, реагирующие с белком человека и крысы. Идеально подходит для исследований клеточного цикла, сигнального пути Shh и цилиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к CDK20
Примечания/Альтернативные названия	P42; CCRK; CDCH; PNQALRE; CDK20
Вид	Человек
ID гена (человек)	23552
ID гена	23552
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот в области 200-300 человеческого CDK20 (Q8IZL9)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q8IZL9
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Хладоэлемент