


Анти-Cdk2Ap1 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O14519

Артикул: CM0020379



введение

Поликлональные антитела кролика (pAb) против CDK2AP1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелены на человеческий CDK2AP1 (DOC-1), ингибитор CDK2 и компонент ремоделирующего хроматин комплекса NuRD. Идеально подходят для исследований в области онкологии и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика против CDK2AP1
Примечания/Псевдонимы	DOC1; ST19; DORC1; doc-1; p12DOC-1; CDK2AP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8099
ID гена	8099
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-115 человеческого CDK2AP1 (NP_004633.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14519
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом