

Поликлональное Антитело Anti-Cdk4 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa — P11802

Артикул: CM0017007



введение

Поликлональное кроличье антитело к CDK4, валидированное для WB, IF/ICC, IP и ELISA. Реагирует с CDK4 человека и мыши — ключевой киназой клеточного цикла, регулирующей переход G1/S. Идеально подходит для исследований рака и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CDK4
Примечания/псевдонимы	CMM3; PSK-J3; CDK4
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1019
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-303 человеческого CDK4 (NP_000066.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P11802
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом