

Анти-Cdk4 Кроличье Polymab® Для Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11802

Артикул: CM0004311



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CDK4, подходит для WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] CDK4 Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	CMM3; PSK-J3
Вид	Человек
GeneID (человек)	1019
GeneID	1019
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 204-303 человеческого CDK4 (NP_000066.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11802
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом