


Кроличья Моноклональная Антитела Против Cdk5 [Валидация Методом Нокаута] Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q00535

Артикул: CM0006925



введение

Кроличья моноклональная антитела против CDK5, валидированная методом нокаута, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Используется для исследования нейронного развития, апоптоза и регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированные KO] Моноклональные кроличьи антитела к CDK5
Примечания/алиасы	LIS7; PSSALRE; K5
Вид	Человек
ID гена (человек)	1020
ID гена	1020
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 92-289 человеческого CDK5 (NP_004926.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q00535
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Хладоэлемент