


Анти-Cdk5 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q00535

Артикул: CM0028533



введение

Валидированная кроличья поликлональная антитело к CDK5 для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Распознает CDK5 человека, мыши и крысы. Необходима для развития нейронов. Идеально подходит для исследований клеточного цикла, апоптоза и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Валидированная] CDK5 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	LIS7; PSSALRE; K5
Вид	Человек
GeneID (человек)	1020
GeneID	1020
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-292 человеческого CDK5 (NP_004926.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q00535
Молекулярная масса белка	33кДа
Доставка	Ледяной пакет