


Анти-Cdk5 Кроличья Поликлональная Антитело (Проверено На Ko) Для Wb, Elisa - Q00535

Артикул: CM0022581



введение

Проверенная на КО кроличья поликлональная антитело против человеческого CDK5 (циклин-зависимой киназы 5), подходящая для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает CDK5 в образцах человека, мыши и крысы, поддерживая исследования клеточного цикла, нейрогенеза и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено на КО] CDK5 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	LIS7; PSSALRE; K5
Вид	Человек
ID гена	1020
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170-289 человеческого CDK5 (NP_004926.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00535
Молекулярный вес белка	33 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент