

Моноклональное Антитело Anti-Cdk5R1 Для Wb, Elisa — Q15078

Артикул: CM0006809



введение

Кроличье моноклональное антитело CDK5R1 (p35), валидированное для WB/ELISA человека, мыши и крысы. Нейрон-специфичный активатор CDK5, участвующий в росте нейритов, ламинации коры и регуляции циркадных часов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело CDK5R1
Примечания/синонимы	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
Вид	Человек
GeneID	8851
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200–300 человеческого CDK5R1 (NP_003876.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15078
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом