

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cdk5R1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, If-P, Elisa - Q15078

Артикул: CM0007597



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против CDK5R1 (p35), подходящее для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IF-P и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для нейробиологических исследований роста нейритов и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK5R1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8851
GeneID	8851
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15078
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом