

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cdk5R1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q15078

Артикул: CM0014153



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CDK5R1 (p35), валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Детектирует эндогенный CDK5R1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований нейрональной CDK5 сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK5R1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8851
GeneID	8851
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-307 человеческого CDK5R1 (NP_003876.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15078
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом