

Поликлональное Антитело Против Cdk5Rap1 Для Вб, Игг-П, Ифа — Q96Sz6

Артикул: CM0024037

введение

Кроличье поликлонаальное антитело к человеческому CDK5RAP1 — митохондриальной ТРНК-метилтрансферазе, необходимой для биосинтеза белка. Валидировано для ВБ, ИГГ-П, ИФА; перекрестно реагирует с белками мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK5RAP1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	C42; CGI-05; HSPC167; C20orf34; CDK5RAP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	51654
ID гена	51654
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 1 по 350 человеческого CDK5RAP1 (NP_057492.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96SZ6
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Холодильный пакет