


Поликлональное Антитело К Cdk5Rap2 Для Wb, Elisa - Q96Sn8

Артикул: CM0016405



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на CDK5RAP2 (Cep215), для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Реагирует с белком человека; 215 кДа. Для исследований регуляции центриолей и ориентации веретена деления.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CDK5RAP2
Примечания/синонимы	C48; MCPH3; Cep215; CDK5RAP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	55755
GeneID	55755
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1744–1893 человеческого CDK5RAP2 (NP_060719.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96SN8
Молекулярная масса белка	215 кДа
Доставка	Хладагент в пакете