


## Кроличья Поликлональная Антитело Против Cdk5Rap3 (C53/Lzap) Для Wb, If/Icc, Elisa — Q96Jb5

Артикул: CM0027852



### введение

Кроличья поликлональная антитела против CDK5RAP3 (C53/LZAP), полученная с использованием рекомбинантного иммуногена (а.к. 1-300). Валидирована для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA) для человека, мыши и крысы. Подходит для исследований уфомиляции, рециклинга рибосом и регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CDK5RAP3 Rabbit pAb                                                                                               |
| Примечания/алиасы         | C53; IC53; LZAP; HSF-27; MST016; PP1553; OK/SW-cl.114; CDK5RAP3                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                           |
| ID гена (человек)         | 80279                                                                                                             |
| ID гена                   | 80279                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 человеческого CDK5RAP3 (NP_788276.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                           |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                              |
| SWISS                     | Q96JB5                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка  | 57 кДа                                                                                                            |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                 |