


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cdk6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q00534

Артикул: CM0002505



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого CDK6. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реагирует с человеческим и крысиным белками. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и дифференцировки. 37кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против CDK6
Примечания/Псевдоним	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1021
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 227-326 человеческого CDK6 (Q00534).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q00534
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом