


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cdk6 Для Wb, Ip, If/Icc, Elisa — Q00534

Артикул: CM0009042



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому CDK6 (37 кДа) — ключевому регулятору перехода клеточного цикла из фазы G1 в фазу S. Валидировано для WB, IP, IF/ICC и ELISA. Подходит для исследований в области онкологии и дифференцировки клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против CDK6
Примечания/синонимы	MCPH12; PLSTIRE
Вид	Человек
GeneID (человек)	1021
GeneID	1021
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 227-326 человеческого CDK6 (NP_001250.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q00534
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом