


Кроличья Поликлональная Антитело Против Cdk6 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q00534

Артикул: CM0013692



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого CDK6, подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Обнаруживает полосу с молекулярной массой ~37 кДа. Идеально подходит для исследования регуляции клеточного цикла и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK6 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
Вид	Человек
ID гена (человек)	1021
ID гена	1021
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 226-326 человеческого CDK6 (NP_001250.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q00534
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом