


Кроличья Поликлональная Антитело Против Cdk6 Для Вестерн-Блоттинга — Q00534

Артикул: CM0014497



введение

Кроличья поликлональная антитела против CDK6, валидированная для ВБ у человека, мыши и крысы. Направлена на циклин-зависимую киназу 6 (37 кДа), ключевой регулятор клеточного цикла. Идеально подходит для исследований рака и дифференцировки клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK6 Rabbit pAb
Примечания / Алиасы	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
Вид	Человек
GeneID	1021 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-326 человеческого CDK6 (NP_001250.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB (Вестерн-блоттинг)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00534
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Айс-пак