


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cdk8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P49336

Артикул: CM0011616



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на циклин-зависимую киназу 8 человека (CDK8). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований Медиаторного комплекса и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK8 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	K35; IDDNBA; CDK8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1024
GeneID	1024
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого CDK8 (P49336).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P49336
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике