


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cdk8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P49336

Артикул: CM0005382



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против CDK8, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает CDK8 человека и мыши, киназу, необходимую для функции медиаторного комплекса и исследований транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против CDK8
Примечания/Альтернативные названия	CDK8; K35; циклин-зависимая киназа 8
Вид	Человек
GeneID	1024
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 364-464 CDK8 человека (NP_001251.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P49336
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом