


Кроличья Моноклональная Антитела Против Cdk9 (Валидированы Нокаутом), Для Wb, IHC-P, IF/ICC, IP, Elisa — P50750

Артикул: CM0003075



введение

Валидированные нокаутом кроличьи моноклональные антитела против CDK9 обнаруживают CDK9 человека, мыши и крысы. Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Идеально подходит для исследований транскрипции и экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированные нокаутом] Кроличьи моноклональные антитела против CDK9
Примечания/алиасы	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; K9
Вид	Человек
GeneID (человек)	1025
GeneID	1025
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 273-372 человеческого CDK9 (P50750)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P50750
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодильный пакет