


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Cdk9 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P50750

Артикул: CM0013666



введение

Поликлональное кроличье антитело к человеческому CDK9 для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Дает сигнал при обнаружении CDK9 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований регуляции транскрипции и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CDK9
Примечания/синонимы	ТАК; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; CDK9
Вид	Человек
GeneID (человек)	1025
GeneID	1025
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P50750
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом