

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cdkl3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q8Ivw4

Артикул: CM0019603



введение

Кроличья поликлональная антитело против CDKL3 (NKIAMRE), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований киназной сигнализации. UniProt Q8IVW4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDKL3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NKIAMRE; CDKL3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51265
ID гена	51265
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого CDKL3 (NP_001107047)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IVW4
Молекулярный вес белка	68кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент