

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cdkn1A Для Вб, Ифа - P39689

Артикул: CM0022230

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против CDKN1A, валидированное для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Реагирует с CDKN1A (p21) мыши и крысы — ключевым ингибитором клеточного цикла. Идеально подходит для исследований рака и повреждений ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDKN1A Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	P21; CDKI; CIP1; SDI1; Waf1; mda6; CAP20; Cdkn1; p21WAF; p21Cip1; CDKN1A
Вид	Мышь
GeneID (человек)	1026
GeneID	12575
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-159 мышиного CDKN1A (NP_031695.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P39689
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	С пакетом льда