

Кроличья Моноклональная Антитело К Cdkn1A/P21Cip1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P38936

Артикул: CM0007224



введение

Кроличья моноклональная антитело против человеческого CDKN1A/p21CIP1 (p21). Валидирована для вестерн-блота, иммуногистохимии и ИФА. Обнаруживает полосу массой 18 кДа; идеально подходит для исследований клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья мАб к CDKN1A/p21CIP1
Примечания/алиасы	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1026
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 1-164 человеческого CDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P38936
Масса белка	18 кДа
Доставка	Айс-пак