


Кроличья Моноклональная Антитела Против Cdkn1A/P21Cip1 Для Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P38936

Артикул: CM0012728



введение

Кроличьи моноклональные антитела против человеческого CDKN1A/p21CIP1, валидированные для WB, IP, IF/ICC, ELISA. Распознают человеческие и мышиные мишени; идеально подходят для исследований клеточного цикла и повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] CDKN1A/p21CIP1 Rabbit mAb
Примечания/Синонимы	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1026
GeneID	1026
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-164 человеческого CDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P38936
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Ледовый пакет