

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa — P38936

Артикул: CM0015941



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против CDKN1A/p21CIP1 для вестерн-блоттинга, IHC, IF и ELISA. Валидировано для человека, мыши и крысы. Подходит для исследований клеточного цикла и ответа на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDKN1A/p21CIP1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1026
GeneID	1026
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–164 человеческого CDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P38936
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент