


## Анти-Cdkn1A/P21Cip1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P38936

Артикул: CM0024830



### введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого CDKN1A/p21CIP1 (p21). Валидированы для WB, IHC-P, IP и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Обнаруживают полосу при ~18 кДа. Идеальны для исследований рака и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CDKN1A/p21CIP1 кроличьи pAb                                                                                                                                         |
| Примечания/Псевдонимы     | P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1                                                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                             |
| ID гена (Человек)         | 1026                                                                                                                                                                |
| ID гена                   | 1026                                                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок   Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-164 человеческого CDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                             |
| Применение                | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                                                       |
| SWISS                     | P38936                                                                                                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 18кДа                                                                                                                                                               |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                                      |