

Поликлональное Кроличье Антитело К Cdkn1B/P27Kip1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P46527

Артикул: CM0020067



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий CDKN1B/p27KIP1 (P46527). Валидировано для WB, ИHC-P и ELISA, с перекрёстной реактивностью к белкам мыши и крысы. Подходит для исследований регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CDKN1B/p27KIP1
Примечания/синонимы	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1027
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-198 человеческого CDKN1B/p27KIP1 (NP_004055.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P46527
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет