

Поликлональные Антитела Anti-Cdkn1C/p57 Kip2 Для Вб, Ифа - P49918

Артикул: CM0023382

введение

Кроличы поликлональные антитела против CDKN1C/p57 Kip2 (ингибитор циклин-зависимой киназы 1C), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследования клеточного цикла и опухолевых супрессоров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDKN1C/p57 Kip2 кроличьи пАт
Примечания/Алиасы	BWS; WBS; p57; BWCR; KIP2; p57Kip2; CDKN1C/p57 Kip2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1028
ID гена	1028
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-107 человеческого CDKN1C/p57 Kip2 (NP_000067.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49918
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Холодильный пакет