

Кроличий Моноклональный Антитело Против Cdkn1C/P57 Kip2 Для Вестерн-Блоттинга - P49918

Артикул: CM0005958

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CDKN1C/p57 Kip2 (ингибитор циклин-зависимой киназы 1C, P49918), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения остановки клеточного цикла, пролиферации и супрессии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDKN1C/p57 Kip2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	BWS; WBS; p57; BWCR; KIP2; p57Kip2; CDKN1C/p57 Kip2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1028
ID гена	1028
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49918
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом